

# MO マップキット (P/N 760-137)

## 免疫染色用アプリケーション

マウスモノクローナル一次抗体を用いたマウス組織上での免疫染色のためにデザインされた研究用アプリケーションです

### ■ マウスモノクローナル抗体が使用可能に

MO マップキットは、抗マウス二次抗体と内因性マウスIgの反応によるバックグラウンドを抑制します。これにより、豊富な種類のマウス由来の一次抗体をマウス組織や Xenografts に使用することが可能になりました。


### ■ 簡単な操作

キットの反応は、シンプルな二段階の反応です。複雑な操作を必要とせず、バックグラウンドが少ない安定した結果が得られます。

### ■ 自動染色システムに応用が簡単

一次抗体を処理して、組織切片に添加する方式です。そのため、ベンタナ自動染色システムへの応用が非常に簡単にできます。

### ■ 染色例



お問い合わせ先

〒220-8135 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー35階  
ベンタナ・ジャパン株式会社 Free Dial 0120-868-555