

# ultraView DAB リサーチキット




**お待たせしました！ Biotin Freeのキットが発売です！**




## ultraView DAB リサーチキットの特長

- ✳ ベンタナ独特のテクノロジーで開発したロングリンカーで、HRPを二次抗体に標識したMultimerを使用しています
- ✳ 内因性ビオチンによる非特異反応はありません
- ✳ 小さい分子量のため、組織の立体構造による影響を受けません
- ✳ 従来を検出キットに比較して、良好な感度が得られます
- ✳ 熱処理時間や一次抗体反応時間を短縮させて染色できます
- ✳ 一次抗体はmouse IgG、mouse IgM と rabbit IgGが使用可能です
- ✳ 従来品では弱かったmouse IgMについても、良好な染色性が期待できます




本キットは、研究用試薬です


## 【染色例】




CD10(56C6)




Renal Cell Carcinoma (PN-15)




CD138 (B-A38)



bcl-6 (GI191E/A8)



Cytokeratin7 (OV-TL12/30)



TTF-1 (8G7G3/1)

プロトコルの詳細は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせ下さい。 ☎ 0120-868-555